

デベロリハビースバス FL-8M 給湯方法のご紹介

●給湯方法は？

施設の浴室シャワーでの入浴
ならばそのまま給湯



居室の中でも入浴できます!!

※写真はオプション品を装着しております

実用例 1 浴室のカランにアタッチメントを付けて、かんたん接続→ホースを伸ばし浴槽へ



実用例 2 シャワーヘッドを付け替えて、かんたん接続→ホースを伸ばし浴槽へ



●居室入浴での排水方法は？

ポンプを使用しての排水例

排水ポンプを接続して、
ご都合の場所にへホースを
伸ばして排水。



入浴をより快適に!

FL-8M用 オプション品一覧



給湯アタッチメント シャワー付



給湯用ホース・接続金具は付属しません。

給湯ホース φ15



排水ポンプ PX-62AD2



排水ホース φ25



バスボードD FL-8M用

座位での移動介助に最適



車いすからの
移動例



●上記以外にも、オプション対応品がございます。
詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ先

特許出願中

仕様につきましては予告なく変更となる場合がございます。